



# MANTECH

OPTIMISEZ VOS RÉSULTATS. PROTÉGEZ NOTRE ENVIRONNEMENT.

## MT SERIES

ANALYSEURS ENVIRONNEMENTAUX

ANALYSES RAPIDES DE L'EAU ET DES SOLS AVEC UN ROI À COURT TERME  
ET DES IMPACTS ÉCONOMIQUES ET DURABLES POSITIFS

LEADER DU MARCHÉ  
COÛT PAR ÉCHANTILLON  
LE PLUS BAS



### MT3

*L'analyseur de pH/Ion  
qui en fait plus!*




### MT5

*L'autotitrateur qui  
en fait plus!*




### MT10

*Rinçage statique*



### MT30

*Rinçage dynamique*



### MT100

*Rinçage dynamique + pipetage  
automatisé*

MODÈLES AVEC PASSEURS  
D'ÉCHANTILLONS AUTOMATIQUES

Les analyseurs MT peuvent analyser le pH, la conductivité, le TA/TAC, la turbidité, la DCO, le COT « optimisé », les fluorures ainsi que d'autres paramètres dans les domaines de l'eau et des sols.

## BOD SERIES

ANALYSEUR AUTOMATISÉ DE LA DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE

DBO ET CDBO SUR 5, 6 & 7 JOURS

PRÉPARATION AUTOMATIQUE DES ÉCHANTILLONS

CONFORME ISO, EPA & SM

LE LOGICIEL GARANTIT DES RÉSULTATS  
VALIDES ET DE QUALITÉ



### + PACKAGE OPTIONNEL POUR L'ESTIMATION DE LA DBO EN 10 MINUTES

- ✓ Des résultats rapides qui permettent aux opérateurs et aux ingénieurs de prendre des décisions pertinentes
- ✓ Fonctionnement simultané de la DBO et de son estimation
- ✓ Réduit le nombre de dilution des échantillons
- ✓ Libère du temps aux techniciens



## PeCOD® ANALYSEUR

ANALYSE DE LA DCO, ESTIMATION DE LA DBO ET DU COT « OPTIMISÉ »

DES RÉSULTATS EN QUELQUES MINUTES!

- 10 MINUTES POUR LA DCO ET LA DBO ESTIMÉE
- 5 MINUTES POUR LE COT « OPTIMISÉ »

CHIMIE SÛRE ET VERTE – PAS DE PRODUIT CHIMIQUE DANGEREUX

VERSION DE PAILLASSE, PORTABLE, AUTOMATISÉE ET EN LIGNE DISPONIBLES



# Présentation de MANTECH Pro™

**MANTECH Pro™ EST UN LOGICIEL INTELLIGENT D'AUTOMATISATION DU LABORATOIRE SPÉCIALEMENT CONÇU POUR NOS SÉRIES MT SERIES & PECOD®.**

## CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL FACILE À UTILISER:

- VISUALISATION EN TEMPS RÉEL DES GRAPHIQUES DE TITRATION ET DES AUTRES MESURES (SONDES, SPECTROMÈTRE...)
- MISE À JOUR DES COURBES D'ÉTALONNAGE EN TEMPS RÉEL AU FUR ET À MESURE QUE LES ÉTALONS SONT MESURÉS
- OPTIMISÉ POUR WINDOWS 10
- INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE
- ALERTES PAR E-MAIL À LA FIN DE LA SÉQUENCE D'ANALYSE ET LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS
- COMPATIBILITÉ COMPLÈTE D'IMPORTATION/EXPORTATION VERS UN LIMS
- [ET BIEN PLUS ENCORE !](#)



*Chez MANTECH, nous rendons l'analyse de la qualité de l'eau plus rapide, plus simple, plus écologique et plus informative.*

Des laboratoires accrédités aux installations de traitement des eaux, en passant par les usines de fabrication, la gamme d'analyseurs innovants de MANTECH a été utilisée par nos clients installés pour prendre des décisions importantes qui ont un impact économique positif et durable dans leurs entreprises et leurs communautés. Avec plus de 2 800 analyseurs dans le monde, dans plus de 50 pays, fournissant plus de 600 000 résultats par jour, les systèmes MANTECH sont connus pour être robustes et fiables et fournir des résultats de qualité.



**OPTIMISEZ VOS RÉSULTATS. PROTÉGEZ NOTRE ENVIRONNEMENT.**

## [WWW.MANTECH-INC.COM](http://WWW.MANTECH-INC.COM)

CONTACTEZ-NOUS À:  
[INFO@MANTECH-INC.COM](mailto:INFO@MANTECH-INC.COM)  
+1 (519) 763-4245  
[WWW.MANTECH-INC.COM](http://WWW.MANTECH-INC.COM)

 [@MANTECH-INC](https://twitter.com/MANTECH-INC)

 [LINKEDIN.COM/COMPANY/MANTECH-INC](https://LINKEDIN.COM/COMPANY/MANTECH-INC)

5473 HIGHWAY 6 NORTH  
GUELPH, ON CANADA  
N1H 6J2